FISICA GENERAL II– 2012 Guía de Trabajo Practico No 5 Calorímetro de las mezclas. Calor latentes C.L. Di Prinzio, Ramia Máximo, Comes Raúl




INTRODUCCIÓN:

Para que un sólido se transforme en líquido necesita una cierta cantidad de energía que utilizan sus moléculas para pasar de la estructura sólida a la líquida.

Estos fenómenos de cambios de estado también se conocen como cambios de fase y generalmente dependen de la presión y la temperatura. En el laboratorio supondremos la presión constante (presión atmosférica) observando que el cambio de fase se produce a una temperatura crítica denominada punto de fusión para el pasaje de sólido a líquido y punto de vaporización para el pasaje de líquido a vapor.

CALOR DE FUSIÓN DEL HIELO:

El calor de fusión λ representa la cantidad de calor que se debe entregar a 1g de una sustancia sólida, que ha alcanzado su punto de fusión, para transformarla en líquida.



Este es la misma cantidad de calor que 1g de la misma sustancia, en estado líquido y a la temperatura de fusión, cede para solidificarse.

Durante el proceso de fusión la temperatura, T_{SL} , de fusión del cuerpo sólido se mantendrá invariable mientras se suministra calor, Q_f , el cual es absorbido por la sustancia para transformarse a en líquido. Esto es: "Mientras el cuerpo está pasando de un estado a otro no cambia su temperatura".

El calor de fusión por unidad de masa es:

$$\lambda_f = \frac{Q_f}{m}$$

(1) (a temperatura constante =
$$T_{SL}$$
)


Si una masa m de hielo (a 0 ^{o}C) se introduce en el calorímetro en el cual hay una masa M de agua a temperatura T_{i} (> 0 ^{o}C), ésta cederá calor al hielo para fundirlo y también para elevar la temperatura del agua proveniente de la fusión del hielo, hasta que la mezcla alcance el equilibrio térmico. Entonces, la temperatura final T_{f} de la mezcla será tal que:

$$c_{aeua}(M+\pi)(T_i-T_f) = \lambda_f m + c_{aeua} m (T_f - 0 \, {}^{\circ}C) \quad (2)$$

donde π es el equivalente en agua del calorímetro, m la masa de hielo y el calor específico del agua es $c_{agua} = 1$ cal/g °C.

CALOR DE VAPORIZACIÓN DEL AGUA:

El calor de vaporización L representa la cantidad de calor que hay que entregar a 1g de una sustancia líquida para vaporizarla cuando está en ebullición. Es la misma cantidad de calor que se desprende 1 g de la sustancia cuando se condensa a la temperatura de ebullición.



$$L = \frac{Q_v}{m}$$
 (2) (a temperatura constante T_{VL})

En el laboratorio determinamos el valor de L a partir de una experiencia en la cual se condensa vapor de agua. En este proceso la temperatura T_{VL} de vaporización del vapor de agua se mantendrá invariable mientras cede calor para transformarse en líquido, o sea, mientras el vapor se está transformando no cambia su temperatura y coexistirá con el agua líquida a la misma temperatura T_{VL} . Luego, la masa m de

agua condensada alcanza el equilibrio térmico con el agua del calorímetro a la temperatura T_f de manera tal que:

$$c_{agua}(M+\pi)(T_f - T_i) = Lm + c_{agua}m(T_v - T_f)$$
 (3)

dónde M es la masa de agua del calorímetro a temperatura inicial T_i , π es el equivalente en agua.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Elementos:

- Calorímetro de las mezclas
- datalogger
- Caldera de Regnault ó equipo de producción de vapor
- Hielo fundente
- Accesorios (celdita, serpentín, agitador, etc.)

Calor de fusión del hielo:

Se toma una masa m de hielo fundente (a 0 °C). Teniendo la precaución de secarlo perfectamente se lo introduce, ayudado por la celdita que servirá de agitador, en el calorímetro, (Fig. 1). Se determina el salto térmico que se produce en éste luego que todo el hielo se ha fundido y se ha alcanzado el equilibrio térmico. Para la determinación de π y del salto térmico se procede como en el práctico anterior (calor específico de los sólidos). El calor latente de fusión del hielo se calcula a partir de:

$$\lambda_f = c_{agua} \left[\frac{(M+\pi)}{m} (T_i' - T_f') - T_f \right]$$
(4)

Dónde la temperatura $(T'_i - T'_f)$ es el salto térmico corregido.

- 1) Inicialmente estime el valor de Π geométricamente. Comparar el valor de π obtenido en este práctico con el obtenido en el práctico anterior.
- 2) Mida Π experimentalmente (ver practico anterior). Para ello Ud. introducirá una masa de agua caliente en el calorímetro.

Fije la temperatura inicial del calorímetro 2⁰C por debajo de la temperatura ambiente. Haga inicialmente una estimación de la cantidad de agua que debe colocar para subir al menos 2°C la temperatura del calorímetro respecto de la temperatura ambiente. Con los valores estimados realice la medición de Π.

Conteste:

- a) Que cantidad física involucrada le introduce mas error al valor de Π ?
- b) Que valor obtuvo de Π con su respectivo error?
 - 3) Determine experimentalmente el valor del calor latente del hielo. Realice las estimaciones necesarias para que el calorímetro trabaje entre 2ºC de temperatura por encima y por debajo de la temperatura ambiente.

Conteste:

- a) Que cantidad física involucrada le introduce mas error al valor de λ ?
- b) Que valor obtuvo de λ con su respectivo error?
- c) Podría pedirse saltos de 3°C de temperatura en el calorímetro?
- a) Por qué se debe tener la precaución de introducir el hielo fundente perfectamente seco?

Calor de evaporización del agua: :

Se coloca dentro del calorímetro un serpentín por el cual se hará circular vapor a la temperatura de vaporización T_{LV} que corresponda a la presión atmosférica del lugar (Fig. 2). El vapor se produce mediante una caldera y debe evitarse que el agua condensada en el trayecto desde la caldera al serpentín se introduzca en éste. La masa m de vapor que se condensa en el calorímetro se calcula por diferencia de peso del serpentín antes y después de la experiencia. El calor de vaporización del agua se calcula a partir de:

$$L = c_{agua} \left[\frac{(M+\pi)}{m} (T_f' - T_i') - (T_{VL} - T_f') \right]$$
 (5)

dónde la temperatura $(T'_f - T'_i)$ es la corregida.

- 1) Inicialmente estime el valor de Π geométricamente.
- 2) Mida Π experimentalmente (ver practico anterior). Para ello Ud. introducirá una masa de agua caliente en el calorímetro.

Fije la temperatura inicial del calorímetro 2⁰C por debajo de la temperatura ambiente. Haga inicialmente una estimación de la cantidad de agua que debe colocar para subir al menos 2°C la temperatura del calorímetro respecto de la temperatura ambiente. Con los valores estimados realice la medición de Π.

Conteste:

- a) Que cantidad física involucrada le introduce mas error al valor de Π ?
- b) Que valor obtuvo de Π con su respectivo error?
 - 3) Determine experimentalmente el valor del calor latente del vapor. Realice las estimaciones necesarias para que el calorímetro trabaje entre 2ºC de temperatura por encima y por debajo de la temperatura ambiente.

Conteste:

- a) Que cantidad física involucrada le introduce mas error al valor de L?
- b) Que valor obtuvo de L con su respectivo error?
- c) Podría pedirse saltos de 3°C de temperatura en el calorímetro?
- ¿Por qué es necesario evitar que el vapor condensado en el trayecto hacia el serpentín pase a éste?

Bibliografía:

- 1. Estudio del Calor- Isnardi-Collo;
- 2. Trabajos Prácticos de Física Fernández y Galloni.
- 3. Física. Resnick R., Halliday D., Krane K. 5a. edición en español.
- 4. http://www.emu.dk/gsk/fag/fys/dataopsamling/hvordan_kommer_man_videre/Introduction_to_the_Xplorer_GLX.pdf